

<b>【膠原線維】</b>	<b>【核酸】</b>
アザン染色 (AZAN)	メチルグリーンピロニン染色
マッソン・トリクローム染色 (MT)	<b>【脂質】</b>
ワンギーソン単染色	ズダン染色
ピクロシリウスレッド染色	オイルレッドO染色
<b>【弾性線維】</b>	<b>【生体内色素】</b>
エラスティカ・ワンギーソン染色 (EVG)	シュモール反応染色 (リポフスチン)
エラスティカ・マッソン染色 (E-MT)	ホール法染色 (胆汁色素)
レゾルシン・フクシン染色	フォンタナ・マッソン染色 (メラニン)
ビクトリア青染色	<b>【無機物】</b>
オルセイン染色	アリザリン赤染色 (ダール法)
アルデヒド・フクシン染色	コッサ反応染色
<b>【細網線維】</b>	ルベアン酸染色
鍍銀染色 (Ag)	ベルリン青染色
過ヨウ素酸メセナミン銀染色 (PAM)	<b>【内分泌細胞】</b>
<b>【多糖類】</b>	グリメリウス染色
過ヨウ素酸・シッフ反応染色 (PAS)	アルデヒド <sup>2</sup> ・フクシン染色
アルシアン青染色	<b>【組織内白血球】</b>
ムチカルミン染色	ルナ好酸球染色
<b>【酸性ムコ多糖類】</b>	ギムザ染色
コロイド鉄染色	<b>【線維素】</b>
トルイジン青染色	リントングステン酸ヘマトキシリン染色 (PTAH)
アルシアン青染色	<b>【病原体】</b>
アルシアン青 - PAS 重染色	メチレン青染色
<b>【アミロイド】</b>	グラム染色
コンゴー赤染色	チール・ネルゼン染色
ダイレクト・ファースト・スカーレット染色 (DFS)	ギムザ染色
<b>【軟骨】</b>	ワルチンスターリー染色
サフラニンO染色	グロコット染色
トルイジン青	ムチカルミン染色
アルシアン青	オルセイン染色
<b>【中枢神経組織】</b>	ビクトリア青染色
クリューバー・バレラ染色 (KB)	<b>【その他】</b>
ルクソールファストブルー染色 (LFB)	モバット五重染色
ニッスル染色	NADH-TR 染色
ボディアン染色	TRAP 染色
	Cole's HE 染色
	ピラネバ・ゴールドナー染色